

**INFORMATIONS PRATIQUES**

**Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.  
Veuillez la lire attentivement.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre Pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce qu'un CURE-DENT et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Comment utiliser le CURE-DENT ?
3. Comment entretenir et conserver le CURE-DENT ?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie.
6. Informations supplémentaires.

**1. QU'EST-CE QU'UN CURE-DENT ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

LE CURE-DENT est un nettoyant inter-dentaire en plastique, utilisé pour l'hygiène bucco-dentaire. Il permet de retirer les résidus alimentaires coincés entre les dents, polir l'émail dentaire et stimuler les gencives. Il est pointu à ses deux extrémités, l'une étant en forme de crochet pour retirer les résidus entre les dents et l'autre en forme de lame de couteau pour les gencives. Ce produit est réutilisable et sa matière est flexible.

**2. COMMENT UTILISER LE CURE-DENT ?**

- A. Saisir le CURE-DENT par le milieu, en positionnant le pouce et l'index de chaque côté.
- B. Insérer dans la bouche l'extrémité souhaitée, pour retirer les résidus ou stimuler les gencives.
- C. Se rincer la bouche avec de l'eau à la fin de l'opération.
- D. Nettoyer le produit immédiatement.

**3. COMMENT ENTREtenir ET CONSERVER LE CURE-DENT ?**

Le produit doit être nettoyé après chaque emploi.

- A. Laver le produit à l'eau tiède savonneuse « entre 20° et 25° ».
- B. Essuyer le produit à l'aide d'un papier absorbant.

## CURE-DENT

Plastique – Extrémités crochet ou lame  
Lot de 4



Le produit doit être stocké après chaque nettoyage.

- A. Remettre le produit sec dans son étui.
- B. Ranger le produit dans un endroit propre.

### 4. MISES EN GARDE

- Ne jamais forcer, sous peine d'endommager la gencive.
- Produit à usage strictement personnel.
- Ne pas mettre aux micro-ondes.
- Ne pas utiliser ce produit dans un autre emploi que celui pour lequel il est généralement destiné.
- La conduite d'un véhicule peut ne pas être appropriée avec l'utilisation de ce produit.
- A jeter avec les ordures ménagères.

### 5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

### 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre Pharmacien.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018.

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS  
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)  
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGES**

**Pour toute question sur ce produit, contactez:**

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

**MARVEL**

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être

