

INFORMATIONS PRATIQUES

**Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.
Veuillez la lire attentivement.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre Pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce qu'une DRAGONNE et dans quel cas est-elle utilisée ?
2. Comment utiliser la DRAGONNE ?
3. Comment entretenir et conserver la DRAGONNE ?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UNE DRAGONNE ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISÉE ?

La DRAGONNE est une sangle en polyamide, avec un élastique. Elle se fixe sur la canne et se glisse au poignet, afin d'éviter la chute de la canne.

Elle permet également d'avoir les mains libres, tout en gardant sa canne à proximité.

Elle s'adapte à tout type de canne par son attache élastique.

2. COMMENT UTILISER LE DRAGONNE ?

- A. Passer l'élastique autour de la Canne.
- B. Passer la sangle autour du poignet. Il est désormais lié à la Canne.

3. COMMENT ENTREtenir LA DRAGONNE ?

- A. Laver le produit à la main, à l'eau tiède « 30° maximum ».
- B. Laisser le produit sécher totalement à l'air libre.
- C. Une fois totalement sec, le produit peut être réutilisé.



4. MISES EN GARDE

- Ne jamais faire bouillir.
- Ne pas mettre aux micro-ondes.
- Ne pas repasser.
- Ne jamais mettre ce produit dans de l'eau de javel.
- Ne pas utiliser ce produit dans un autre emploi que celui pour lequel il est généralement destiné.
- A jeter avec les ordures ménagères.

5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre Pharmacien.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est : Mars 2018.

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

Pour toute question sur ce produit, contactez:

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

